

BioCLIA® 500

Leistungsstark - Präzise - Zuverlässig - Kompakt

System-Spezifikationen:

- 72 Testergebnisse / Stunde
- 50 Parameter CE-zertifiziert (siehe Produktliste)
- Integrierter PC mit 15 Zoll Touchscreen
- 12 Reagenzien-Positionen, gekühlt
- 24 Probenpositionen inkl. 1 STAT-Position
- Barcodierte Qualitätskontrollen und Kalibratoren
- Bidirektionale HL7 - LIS - Schnittstelle
- Random-Access
- Maße (L×W×H): 500mm × 645mm × 648mm
- Gewicht: 89kg



Produktspezifikation
BioCLIA® 500
www.bioclia.de