

BioCLIA® 6500

Leistungsstark - Präzise - Zuverlässig

System-Spezifikationen:

- 100 - 218 Testergebnisse / Stunde
- 50 Parameter CE-zertifiziert (siehe Produktliste)
- Integrierter PC mit 15 Zoll Touchscreen
- 24 Reagenzien-Positionen, gekühlt
- 96 Probenpositionen inkl. 2 STAT-Positionen
- Barcodierte Qualitätskontrollen und Kalibratoren
- Bidirektionale HL7 - LIS - Schnittstelle
- Random-Access
- Maße (L×W×H): 1280mm × 720mm × 700mm
- Gewicht: 150kg



Produktspezifikation
BioCLIA® 6500
www.bioclia.de